OPTIC 2024 光電教具創作競賽 - 說明手冊

團隊名稱: 你是電你是光你是唯一的神話

教具名稱: 幻影輪盤

目標對象(年齡層): 12~20歲

操作時間預估: 8 ~ 20 分鐘

教具目標簡述

頻閃效應是一種視覺現象,當物體以特定速度旋轉並配合閃爍的光源時,觀察者會看到物體呈現近乎靜止或緩慢運動的效果。透過我們的教具,學生將會對頻閃效應背後的物理現象產生濃厚的興趣,包含光的特性和人眼的視覺處理方式,能夠主動探索物體的運動、光和時間之間的關係,通過實際操作,培養學生實驗精神和探討事物背後原理的能力

背景知識

1. 頻閃效應

頻閃效應是一種特殊的視覺現象,發生在移動中的物體遇到周期性閃爍的光源時,特別 是在光源的閃爍頻率與物體的運動頻率接近的情況下。

當光源快速閃爍時,我們的眼睛無法連續捕捉到物體的位置變化,於是大腦將不同時刻看到的畫面連結起來。如果閃爍頻率與物體運動頻率非常接近,這種連接可能會產生錯覺,讓我們感覺到物體靜止或緩慢移動,甚至可能會顯示出與實際運動方向相反的運動軌跡。

在工廠或使用螢光燈照明的地方,有時物體的運動看起來會怪異或顫抖,由於螢光燈通過交流電驅動,閃爍速度可能接近物體的運動頻率,就會產生此現象。

在攝影或錄影中,使用特定快門速度拍攝旋轉物體(例如風扇葉片)時,有時物體看起來會靜止或逆向旋轉,這也是頻閃效應的表現。

2. 頻率與週期

頻率(Frequency)指的是每秒內發生的重複事件次數,常用單位是赫茲(Hz),1赫茲等於每秒發生一次的事件。例如:50 Hz 的交流電表示每秒改變方向50次、震動器每秒震動10次,則頻率為10Hz。而週期(Period)是指完成一次循環或振動所需的時間。週期與頻率為反比關係。

3. 角頻率

角頻率 (angular frequency) 是描述週期性運動的一個物理量,表示物體每秒內轉過的角度。它通常用來描述圓周運動或振動系統中的頻率,並且與線性頻率相關。

角頻率的符號通常是 ω ,單位是**弧度每秒** (rad/s)。在等速率圓周運動中,角頻率表示每秒旋轉的弧度數,而不是完整的轉數,角頻率 ω 與線性頻率f之間的關係為: $\omega = 2\pi f$

4. 視覺暫留

視覺暫留是一種生理現象,指的是當光刺激結束後,光的影像會在視網膜上停留短暫的時間,這大約是 1/25 秒。這一現象解釋了為何我們能看到平滑連續的影像,即使它們實際上是由一系列快速變換的靜態畫面構成的。

教具內容

我們的教具硬體由以下組件組成:

- 1. 無刷馬達:用於驅動轉盤旋轉,能以高轉速運行
- 2. 無刷馬達驅動板:用於控制馬達的旋轉,以佔空比調整轉速,確保轉盤平穩運行
- 3. 開發板(ESP32):主要負責調整馬達轉速和頻閃光源的閃爍頻率以及網頁控制
- 4. 頻閃光源(帶輸入):提供可調頻率的穩定閃爍光,實現頻閃效果
- 5. 電源供應器:為整個系統提供穩定的電源,確保所有組件正常運行
- 6. 轉盤:承載圖形的平面,隨著馬達的轉動展示視覺效果,並能展示不同圖案以增加趣味性 軟體與附件包含:
 - 1. sample_pattern.pdf:包含多種預設紙片圖樣供清晰明顯地展示效果
 - 2. DiskGenerator.exe:可自定義圖片與 GIF 動畫,生成趣味的圓盤圖案
- 以上內容與原代碼可於 https://github.com/iscodeminister/Phantom-Roulette 取得

教具使用流程

1. 教具安裝

- (1) 將馬達及頻閃光源的電源接妥,並啟動電源供應。
- (2) 將隨附檔案之紙片圖樣或者自訂之轉盤圖案列印並固定於轉盤之上。
- (3) 使用電腦或手機,連接至教具提供的 Wi-Fi(Phantom Roulette),開啟網頁瀏覽器並連接至 192.168.4.1,即可連接上操作網頁。

2. 馬達與頻閃頻率參數調整

- (1) 在網頁中可輸入數值來調整馬達轉速,或者於電腦使用鍵盤的上下方向鍵快速微調。
- (2)網頁中設有按鈕能以±0.001%或±0.01%來調整馬達轉速,或直接在欄位中輸入數值。 ※此數值為佔空比亦即相對於最高轉速之比例,最高轉速會依馬達負載與電壓改變。
- (3) 頻閃光源的閃爍頻率調整方式與馬達相同,可輸入自訂倍率,按下乘除調整按鈕可以 快速調整頻率,方便觀察頻閃變化。

3. 頻閃效應觀察

- (1)透過調整馬達轉速與頻閃頻率,學生可以觀察頻閃效應的變化。例如在特定的轉速和 頻率下,螺旋槳圖片會呈現靜止狀態。增加馬達轉速,葉片會順時針旋轉,降低轉速 則逆時針旋轉。
- (2) 使用頻閃頻率的乘除調整按鈕,觀察閃爍頻率加倍之影響。

4. 評估標準

- (1) 學生能否正確解釋頻閃效應的原理。
- (2) 學生是否能獨立操作教具並觀察到預期效果。
- (3) 學生能否提出創新的應用想法或改進建議,並將頻閃效應應用於現實場景中。

5. 額外內容

- (1) 將喜歡的圖片或動態圖檔以附帶的程式開啟,並可調整各個圖片的大小及位置。
- (2) 客製化完成後,匯出轉盤的 PDF 檔案,將檔案列印並剪貼至轉盤上。
- (3) 學生可進行創意設計比賽,設計自己的轉盤圖案,並解釋其原理。

教具硬體經費估算表

項目	名稱	數量	單價
1	無刷馬達	1	150
2	無刷馬達驅動板	1	250
3	ESP32 開發版	1	150
4	頻閃燈(帶輸入)	1	1000
5	轉盤材料(如木板)	1	50
6	連接線材與零件	1	100
7	電源供應器	1	200
總價			1900

安全注意事項

- 1. 頻閃可能會引發癲癇患者不適
- 2. 使用時需有成人監督
- 3. 更換紙片時請記得使馬達完全靜止
- 4. 馬達轉動時應避免將頭、手等身體部位接近轉盤
- 5. 注意電源安全,避免觸電風險

參考資料(References)

- [1]. Finlay, D.J.; Dodwell, P.C. & Caelli, T.M. (1984). "The wagon-wheel effect". Perception.
- [2]. Purves D, Paydarfar JA, Andrews TJ. The wagon wheel illusion in movies and reality. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*.
- [3]. 朱浩偉. (Director). (2016). Now You See Me 2 [Film]. Summit Entertainment.